

## Bibliothèque de drivers pour Mobile Vitals Plus™

La console Mobile Vitals Plus™ de Capsule simplifie la documentation des données patient dans les environnements de soins généraux. Elle permet aux soignants d'effectuer automatiquement la collecte des constantes, puis leur validation et leur envoi directement depuis le chevet des patients. Cette solution tout-en-un s'adapte parfaitement avec les équipements déjà en place au sein de l'hôpital, permettant ainsi à l'établissement de rentabiliser ses investissements passés.

La console Mobile Vitals Plus prend en charge la plupart des moniteurs disponibles sur le marché, notamment :

- GE CARESCAPE V100
- GE DINAMAP\* Pro 100, 200, 300, 400, 1000 and 1100
- GE DINAMAP\* ProCare 100, 200, 300 and 400
- GE DINAMAP\* Compact TS
- Datascope Accutorr Plus

*\* Prise en charge conditionnelle pour les moniteurs DINAMAP mis sur le marché avant 2005. Une mise à niveau logicielle peut être requise pour les moniteurs DINAMAP antérieurs à 2005. Merci de consulter Capsule pour plus d'informations.*

L'ordre de priorité pour le développement de nouvelles interfaces est déterminé en fonction des besoins du client. Capsule travaille activement à la mise à jour des pilotes des moniteurs déjà compris dans notre liste d'appareils biomédicaux pour les environnements de soins critiques. Les pilotes de moniteurs suivants sont actuellement en cours de conception, validation et contrôle. Ils seront disponibles prochainement:

### Welch-Allyn

- Welch Allyn B ((Q4, 2011)
- Spot Lxi
- Welch Allyn D (Q2, 2012)
- VSM
- VSM 300
- VSM 5200

### Philips Healthcare

- PhilipsC (Q1, 2012)
- SureSigns VS3
- SureSigns VM4
- SureSigns VS2 plus
- SureSigns VSi

### Mindray

- DatascopeDIAP (Q2, 2012) -
- Accutorr V

Au fur et à mesure que les pilotes sont créés et validés, ils seront ajoutés à la liste disponible sur notre site Internet. Pour effectuer une demande de développement DDI pour un moniteur de PNI spécifique, merci de contacter [sales@capsuletech.com](mailto:sales@capsuletech.com).

**NOTE :** L'acceptation des données validées dans une application est effectuée par nos partenaires fournisseurs de solutions de dossier médical informatisé (DME), à différents stades du processus de développement. En notre qualité de leader de l'intégration des appareils biomédicaux et par nos partenariats avec la quasi-totalité des fournisseurs de solutions de DME, nous travaillons activement avec chacun de nos partenaires pour que cette exigence figure dans leur feuille de route des produits. Mobile Vitals Plus est compatible avec la plus part des DPI ou solutions du marché, et nous travaillons avec nos partenaires pour accroître cette liste.